

Anti-Bmp10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095393

Artikelnummer: CM0017009



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BMP10, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung der Herzentwicklung, der Endothelzellmigration und der BMP-Signalübertragung. Rekombinantes Immunogen, vorhergesagtes Molekulargewicht 48 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BMP10
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	27302
GeneID	27302
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-316 von humanem BMP10 (NP_055297.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O95393
Protein-Gewicht	48 kDa
Versand	Kühltasche