

Anti-Bmp15 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095972

Artikelnummer: CM0010729

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes BMP15 (095972). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Follikulogenese und Granulosazellwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP15 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ODG2; POF4; GDF9B; BMP15
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9210
GeneID	9210
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 293-392 von humanem BMP15 (095972) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95972
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistasche