

Anti-Bmp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12643

Artikelnummer: CM0010144



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches BMP2 für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Rekombinantes Protein als Immunogen. Geeignet für Studien zur Knochenmorphogenese, Osteogenese und TGF-beta-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	650
GeneID	650
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12643
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel