


Anti-Bmp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12643

Artikelnummer: CM0018057



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes BMP2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ein wichtiges Forschungswerkzeug zur Untersuchung von Osteogenese, Bone Morphogenetic Protein-Signalweg und Entwicklungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	BMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BDA2; BMP2A; SSF5C; SSF5C1; BMP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	650
GeneID	650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem BMP2 (NP_001191.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12643
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel