

## Anti-Bmp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12643

Artikelnummer: CM0013079



### Einführung

Hochwertiger BMP2-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot, IHC, IF/ICC und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Osteogenese- und Entwicklungsbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BMP2 Kaninchen pAb                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2                                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                                             |
| GeneID (Human)    | 650                                                                                                                                               |
| GeneID            | 650                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 283-396 von humanem BMP2 (NP_001191.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                |
| SWISS             | P12643                                                                                                                                            |
| Protein-Gewicht   | 45kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eistüte                                                                                                                                           |