

Anti-Bmp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Artikelnummer: CM0013390

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes BMP4 gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der TGF-beta-Signalübertragung, Entwicklungsbiologie und Osteogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOP56; BMP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	652
GenID	652
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem BMP4 (NP_001193.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12644
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel