

Anti-Bmp4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P12644

Artikelnummer: CM0002434

Einführung

BMP4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Bone morphogenetic protein 4 ist ein Mitglied der TGF-beta-Superfamilie, das an Entwicklung und Osteogenese beteiligt ist. Erhältlich bei CamelBio als Ihr One-Stop-IVD-Rohmaterialpartner.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	652
Gen-ID	652
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem BMP4 (NP_001193.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12644
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel