

## Anti-Bmp5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22003

Artikelnummer: CM0029203

### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes BMP5, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Detektiert BMP5 in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Forschung zur Knochenmorphogenetik-Protein-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BMP5 Kaninchen pAb                                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | BMP5                                                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 653                                                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 653                                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 317-454 von humanem BMP5 (NP_066551.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                  |
| SWISS             | P22003                                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 52kDa                                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                            |