


Anti-Bmp6-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P22004

Artikelnummer: CM0018568



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BMP6, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem BMP6 (57 kDa). Ideal für Studien zur Knochenentwicklung und zum Eisenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	654
GeneID	654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 375-513 des humanen BMP6 (NP_001709.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22004
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel