


Anti-Bmp6 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P22004

Artikelnummer: CM0025938



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes BMP6, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Knochenentwicklung, Eisenstoffwechsel und TGF-beta-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Spezies	Human
GeneID (Human)	654
GeneID	654
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 375-513 von humanem BMP6 entspricht (NP_001709.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22004
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel