


Anti-Bmp7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18075

Artikelnummer: CM0017104



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BMP7, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung von TGF-beta-Signalweg, Entwicklung und Osteogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OP-1; BMP7
Spezies	Human
GeneID (Human)	655
GeneID	655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 70-251 von BMP7 (NP_001710.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18075
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eistasche