

Anti-Bmpr1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36894

Artikelnummer: CM0022602



Einführung

BMPR1A (ALK3/CD292) kaninchenpolyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen, reaktiv in Mensch, Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der BMP-Rezeptorsignalgebung, der Skelettentwicklung und der Knochenmorphogenetischen-Protein-Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMPR1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPR1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	657
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-200 von humanem BMPR1A (NP_004320.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36894
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel