


Anti-Bmpr1B Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00238

Artikelnummer: CM0023181



Einführung

Kaninchen-polyclonale BMPR1B-Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu knochenmorphogenetischen Protein-Signalen und Chondrozyten-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMPR1B Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293, BMPR1B
Spezies	Mensch
Gen-ID	658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-126 des menschlichen BMPR1B (NP_001194.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00238
Proteinmasse	57kDa
Versand	Eisbeutel