

Anti-Bmpr2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q13873

Artikelnummer: CM0021602



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-BMPR2-Kaninchenantikörper für Forschungszwecke. Validiert in WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt den BMP-Typ-II-Rezeptor (BMPR-II) von Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (AS27-150).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMPR2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	659
GeneID	659
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-150 des humanen BMPR2 (NP_001195.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13873
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel