

Anti-Bms1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14692

Artikelnummer: CM0016441



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BMS1 (Ribosomenbiogenese-Protein BMS1-Homolog). Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert ein 146 kDa-Protein; ideal für Studien zur Nukleolen- und Ribosomenassemblierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ACC; BMS1L; BMS1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	9790
GenID	9790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 600-900 des menschlichen BMS1 (NP_055568.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14692
Proteingewicht	146 kDa
Versand	Eisbeutel