


Anti-Bmx Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51813

Artikelnummer: CM0025857



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BMX (ETK, PSCTK2, PSCTK3), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Nützlich für die Untersuchung von Signaltransduktion, Angiogenese und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ETK; PSCTK2; PSCTK3; BMX
Spezies	Human
GeneID (human)	660
GeneID	660
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 von humanem BMX enthält (NP_001712.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P51813
Protein-Gewicht	78kDa
Versand	Eistasche