

Anti-Bnip1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12981

Artikelnummer: CM0012748

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes BNIP1 (SEC20) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu ER-Stress, Apoptose und mitochondrialer Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	BNIP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	662
GeneID	662
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem BNIP1 (Q12981) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q12981
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel