

Anti-Bnip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q12981

Artikelnummer: CM0028522

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das humane BNIP1 (SEC20/NIP1)-Protein gerichtet ist. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität gegen Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zur Membranfusion des endoplasmatischen Retikulums, Apoptose und mitophagischer Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BNIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	662
GenID	662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem BNIP1 (NP_001196.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12981
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel