

Anti-Bnip2-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q12982

Artikelnummer: CM0024784

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes BNIP2 gerichtet ist, ein BCL-2/E1B 19 kDa-interagierendes Protein, das an der Unterdrückung der Apoptose beteiligt ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Vorhergesagtes Molekulargewicht 36 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BNIP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIP2; BNIP-2; BNIP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	663
Gen-ID	663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 125-280 von humanem BNIP2 (NP_004321.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12982
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel