


Anti-Bnip3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12983

Artikelnummer: CM0030765



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BNIP3, validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenmaterial. Geeignet für Studien zu Apoptose, Autophagie und mitochondrialer Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BNIP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Spezies	Human
GeneID (human)	664
GeneID	664
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-120 von humanem BNIP3 (NP_004043.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12983
Protein-Gewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel