


Anti-Bnip3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q12983

Artikelnummer: CM0015112



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes BNIP3, validiert für IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Apoptose, mitochondrialer Qualitätskontrolle und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BNIP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	664
GeneID	664
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 des humanen BNIP3 (NP_004043.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12983
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistüte