

Anti-Bnip3L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60238

Artikelnummer: CM0028346

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BNIP3L (NIX). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt BNIP3L in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zu Apoptose und mitochondrialer Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BNIP3L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIX; BNIP3a; BNIP3L
Spezies	Human
GeneID (Human)	665
GeneID	665
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 95-180 von humanem BNIP3L (NP_004322.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60238
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel