

Anti-Bnp-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P16860

Artikelnummer: CM0020551



Einführung

Der BNP-Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt das kardiale Hormon BNP in menschlichen, murinen und Rattenproben. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Ideal für kardiovaskuläre und renale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BNP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BNP; Iso-ANP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4879
GenID	4879
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16860
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel