

Anti-Bnp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16860

Artikelnummer: CM0007460



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes BNP (Iso-ANP), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für kardio-renale und natriuretische Peptidforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BNP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BNP; Iso-ANP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4879
Gen-ID	4879
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 35-134 von humanem BNP (NP_002512.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16860
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel