

Anti-Bob1-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16633

Artikelnummer: CM0010519



Einführung

Rabbit-monoklonaler Antikörper gegen humanes BOB1 (POU2AF1), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation in B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BOB1-Rabbit-mAb
Bezeichnungen/Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5450
Gen-ID	5450
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 150-250 des humanen BOB1 (NP_006226.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16633
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku