


Anti-Bok Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Umx3

Artikelnummer: CM0006990



Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes BOK (Bcl-2-related ovarian killer protein). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose und mitochondrialen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BOK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BOKL; BCL2L9; BOK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	666
GenID	666
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMX3
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eispackung