


Anti-Bok-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Umx3

Artikelnummer: CM0020643



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BOK (BCL2L9). Anwendbar für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu Apoptose und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BOK-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BOKL; BCL2L9; BOK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	666
Gen-ID	666
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen BOK (NP_115904.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMX3
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku