

Anti-Boll-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N9W6

Artikelnummer: CM0027803

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes BOLL (BOULE), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt BOLL in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Spermatogenese- und RNA-bindende Proteinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BOLL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOULE; BOLL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	66037
Gen-ID	66037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-283 von humanem BOLL (NP_149019.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N9W6
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel