

Anti-Boule/Boll-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8N9W6

Artikelnummer: CM0012261

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BOLL (BOULE), validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Spermatogenese und Fruchtbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BOULE/BOLL-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	BOULE
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	66037
GeneID	66037
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des humanen BOLL (NP_932074.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N9W6
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku