


Anti-Bpgm Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07738

Artikelnummer: CM0029751



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes BPGM (Bisphosphoglyceratmutase). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Sauerstoffaffinitätsregulation und Erythrozytenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BPGM Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DPGM; ECYT8; BPGM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	669
GenID	669
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-259 des humanen BPGM (NP_001715.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07738
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel