


Anti-Bpi Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17213

Artikelnummer: CM0029472



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das menschliche bakterizide Permeabilitäts-steigernde Protein (BPI) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und gramnegativen Bakterien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BPI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	rBPI; BPIFD1; BPI
Spezies	Mensch
Gen-ID	671
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 248-487 des menschlichen BPI (NP_001716.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17213
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel