


Anti-Bpifa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Np55

Artikelnummer: CM0029009



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf menschliches BPIFA1 (SPLUNC1) abzielt, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur angeborenen Immunität, Atemwegsbiologie und antimikrobiellen Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BPIFA1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, bA49G10.5, BPIFA1
Spezies	Mensch
Gen-ID	51297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-256 von menschlichem BPIFA1 (NP_057667.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NP55
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel