

Anti-Bpifb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N4F0

Artikelnummer: CM0013244

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches BPIFB2 (RYSR/BPIL1/LPLUNC2) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein sezerniertes Glykoprotein, das hoch in Mandeln exprimiert wird und geeignet für die Forschung zur angeborenen Immunität und Epithelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BPIFB2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dj726C3.2; BPIFB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80341
Gen-ID	80341
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-340 von menschlichem BPIFB2 (NP_079503.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N4F0
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel