

Anti-Brachyury-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Artikelnummer: CM0022783



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Brachyury-Kaninchenantikörper von CamelBio, validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch und Ratte. Ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Untersuchung der Mesodermbildung und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Brachyury-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	T; TFT; SAVA; Brachyury
Art	Mensch
Gen-ID	6862
Immunogen	Rekombinantes Brachyury-Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 226-435 des humanen Brachyury (NP_003172.1) entsprechende Sequenz enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15178
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Ice-Bag