

Anti-Brachyury Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Artikelnummer: CM0008102



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Brachyury (T-Box-Transkriptionsfaktor T) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Mesoderm-Differenzierung und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Brachyury Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T; TFT; SAVA; Brachyury
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6862
Gen-ID	6862
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 266-435 von humanem Brachyury (O15178) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15178
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel