

Anti-Braf V600E Monoklonaler Antikörper Für Wb - P15056

Artikelnummer: CM0007013



Einführung

Hochspezifischer, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen BRAF V600E (84 kDa). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; humanreaktiv. Ideal für onkologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRAF V600E Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	673
GeneID	673
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15056
Protein-Gewicht	84kDa
Versand	Kühltasche