

Anti-Brp (Imp/Brp2/Rnf52) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z569

Artikelnummer: CM0023808

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BRAP (BRCA1-assoziiertes Protein, IMP, BRAP2, RNF52). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Ras-Signalisierung, Ubiquitinierung und nukleärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMP; BRAP2; RNF52; BRAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8315
Gen-ID	8315
Immunogen	Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-200 von humanem BRAP (NP_006759.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z569
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel