

Anti-Brca1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Artikelnummer: CM0013583



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BRCA1 für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes BRCA1; ~208 kDa. Geeignet für Anwendungen in der DNA-Schadensreparatur und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRCA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	672
GenID	672
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P38398
Proteingewicht	208kDa
Versand	Eisbeutel