

Anti-Brca2 Kaninchen-Polklonaler Antikörper Für Wb - P51587

Artikelnummer: CM0019862



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes BRCA2 (UniProt P51587). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu DNA-Schadensreparatur, Krebsbiologie und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRCA2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC11; BROVCA2; BRCA2
Spezies	Mensch
Gen-ID	675 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1400-1600 von BRCA2 (NP_000050.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51587
Proteingewicht	384 kDa
Versand	Eispackung