

Anti-Brcc2/Blid Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8lzy5

Artikelnummer: CM0026149

Einführung

Anti-BRCC2/BLID Kaninchen-polyklonaler Antikörper geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Für Apoptose- und Zelltodstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRCC2/BLID Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRCC2; BRCC2/BLID
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	414899
Gen-ID	414899
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-108 von humanem BRCC2/BLID (NP_001001786.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZY5
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eistasche