


Monoklonaler Anti-Brd2-Antikörper Für Wb, Elisa - P25440

Artikelnummer: CM0005322



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BRD2 (Bromodomain-haltiges Protein 2), validiert für Western Blot und ELISA. Erzeugt gegen die Aminosäurereste 1-345, detektiert er das ~88 kDa große Chromatin-Leseprotein, das an der Genregulation und Chromatinarchitektur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] BRD2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Spezies	Mensch
GeneID (menschlich)	6046
GeneID	6046
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-345 des menschlichen BRD2 (NP_005095.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25440
Proteinmolekulargewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel