


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Brd2-Antikörper Für Wb, Elisa - P25440

Artikelnummer: CM0022829



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BRD2, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt das bromodomänenhaltige Protein 2, einen Chromatin-Reader, der an der Transkriptionsregulation und Genomkompartimentierung beteiligt ist. Geeignet für die Chromatinbiologie und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRD2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6046
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen BRD2 (NP_005095.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25440
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku