


Anti-Brd4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60885

Artikelnummer: CM0003776



Einführung

Hochwertiger Anti-BRD4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches BRD4, einen "Acetyl-Histon-Reader", der für epigenetisches Gedächtnis und Transkriptionsregulierung entscheidend ist. Ideal für Krebs- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRD4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23476
GenID	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem BRD4 (O60885) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60885
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel