


Anti-Brd9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H8M2

Artikelnummer: CM0006389



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches BRD9 gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Das Ziel ist ein Chromatin-Leser, der an der Transkriptionsregulation und homologen Rekombination beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRD9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Spezies	Mensch
Gen-ID (menschlich)	65980
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 274-597 von menschlichem BRD9 (NP_076413.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8M2
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel