


Anti-Brd9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M2

Artikelnummer: CM0028241



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BRD9, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Chromatin-Remodellierung und homologer Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRD9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Spezies	Human
GeneID (human)	65980
GeneID	65980
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 274-597 von humanem BRD9 (NP_076413.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8M2
Protein-Gewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel