


Anti-Brf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Haw0

Artikelnummer: CM0026306



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BRF2. Validiert für WB und ELISA, erkennt ein 47kDa-Band in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Transkriptions- und oxidativen Stress-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRFU; TFIIB50; BRF2
Spezies	Human
GeneID (human)	55290
GeneID	55290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-419 von humanem BRF2 (NP_060780.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HAW0
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel