


Anti-Brg1/Smarca4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51532

Artikelnummer: CM0003899



Einführung

Monoklonaler Antikörper gegen humanes BRG1/SMARCA4 (SWISS: P51532), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Chromatin-Remodellierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRG1/SMARCA4 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; BRG1/SMARCA4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6597
Gen-ID	6597
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem BRG1/SMARCA4 (P51532) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51532
Proteingewicht	185 kDa
Versand	Eistasche