

Anti-Brg1/Smarca4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51532

Artikelnummer: CM0014190



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes BRG1/SMARCA4 (P51532). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Chromatin-Remodelling-Faktor, der an der Genregulation und EMT beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO Validiert] BRG1/SMARCA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6597
Gen-ID	6597
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51532
Proteingewicht	185kDa
Versand	Eisbeutel