

Anti-Brinp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q76B58

Artikelnummer: CM0021264

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen BRINP3 (FAM5C) gerichtet ist. Für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ein 88 kDa Protein, das an der Hemmung der neuronalen Proliferation und der Hypophysen-Tumorgenese beteiligt ist. UniProt Q76B58.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRINP3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FAM5C; DBCCR1L; DBCCR1L1; BRINP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	339479
GenID	339479
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q76B58
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel