


Anti-Brix1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdn6

Artikelnummer: CM0013019



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BRIX1, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ribosomenbiogenese und nukleolären Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRIX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BRIX; BXDC2; BRIX1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55299
Gen-ID	55299
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-353 von humanem BRIX1 (NP_060791.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDN6
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche